

Cod: SRT 319 – Orteză de genunchi mobilă cu articulații laterale, TRIAGEN

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mărimi	Circumferința genunchiului (cm)
1	33-35
2	35-37
3	37-39
4	39-41
5	41-43
6	43-45
7	45-47
8	47-49

Indicații: Se utilizează în caz de instabilitate laterală a articulației genunchiului, traumatisme sau afecțiuni la nivelul genunchiului, procese inflamatorii, pentru reabilitare postchirurgicală.

Descriere: Orteză realizată din material textil, deschisă anterior, prevăzută cu:

- 2 atele metalice cu articulație mobilă, câte una pe fiecare parte

- 2 benzi de fixare, cu scai.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lungime: 32 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale policentrice asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere anterior și prin cele 2 benzi de fixare.

Compoziție: Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părți cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă 100%.

Poziționare: Orteza se așează din spate spre față, având grijă ca rotula să fie poziționată corect, în mijlocul ortezei și să rămână liberă. Se fixează cele 2 benzi prevăzute cu scai și se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare:     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare: La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE	
30 zile de la data cumpărării produsului.	
Codul produsului	
Data cumpărării	
Semnătura și ștampila vânzătorului	

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: **TRIAMED SRL**

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România

Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro

www.triamed.ro

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara / Timiș / România

Tel: 00 40 765 240037

triamed@gmail.ro

