

## Orteză de gleznă simplă, elastică

Cod: SRT 302

### Indicații

Se utilizează în entorse ușoare sau medii ale articulației gleznei, luxații, întinderi ligamentare, suprasolicitarea articulației gleznei, în timpul activităților sportive.

### Descriere

Glezniară simplă, tubulară, confecționată din material textil elastic.  
Lungime: 20 cm.

### Compoziție

Poliamidă - 86%, elastan - 14%.


### Proprietățile materialului

- Rezistență mare la agenți chimici și biologici.
- Rezistență la abraziune.
- Păstrarea căldurii locale.



### Mărimi disponibile

Mărime	Circumferința gleznei (cm)
S (SMALL)	19 - 23
M (MEDIUM)	23 - 27
L (LARGE)	27 - 32



- se măsoară circumferința gleznei la nivelul maleolelor