

TRIAMED

Cod: SRT 302 – Orteză de gleznă simplă, elastică

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mărime	Circumferința gleznei (cm)
S (small)	19 – 23
M (medium)	23 – 27
L (large)	27 - 32

Indicații: Entorse ușoare sau medii ale articulației gleznei, luxații, întinderi ligamentare, suprasolicitarea articulației gleznei, în timpul activităților sportive.

Descriere: Glezniară simplă, tubulară, confecționată din material textil elastic.

Lungime: 20 cm.

Compoziție: Poliamidă – 86%, elastan – 14%.

Poziționare: Se așează orteza pe picior astfel încât călcâiul să fie liber.

Curățare:     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare: La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE	
30 zile de la data cumpărării produsului.	
Codul produsului	
Data cumpărării	
Semnătura și ștampila vânzătorului	

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: **TRIAMED** SRL

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România

Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro

www.triamed.ro

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara / Timiș / România

Tel: 00 40 765 240037

triamed@gmail.ro

