

Pernă cervicală mică

Cod: TCA 10

Indicații

Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților. Se poate utiliza în timpul călătoriilor, ca sprijin pentru coloana cervicală.

Descriere

Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit circulația aerului.

Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

Diametru: 38 cm.

Înălțime: 4,5 cm.

Compoziție

Exterior - bumbac 100%, interior - perle polistiren.

Proprietățile materialului

- Materialul textil din bumbac este moale și nu produce iritații.
- Permite o bună aerisire și păstrează corpul uscat.
- Absoarbe și elimină umezeala corpului cu ușurință.
- Perlele de polistiren expandat permit circulația liberă a aerului, nu absorb vaporii de apă sau umezeala, au rezistență crescută la presiune și se reconfigurează extrem de ușor, modificându-se punctele de presiune, prin aceasta ajutând la prevenirea escarelor de decubit.



Detalii produs



- perle de polistiren