

TRIAMED

Cod: TCA 10 – Pernă cervicală mică

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații: Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților. Se poate utiliza în timpul călătoriilor, ca sprijin pentru coloana cervicală.

Descriere: Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit circulația aerului. Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

Diametru: 38 cm

Înălțime: 4,5 cm

Compoziție: Exterior - bumbac 100%, interior - perle polistiren.

Poziționare: Pernă se așează sub capul și gâtul utilizatorului sau în jurul gâtului.

Curățare:     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare: La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE	
30 zile de la data cumpărării produsului.	
Codul produsului	
Data cumpărării	
Semnătura și ștampila vânzătorului	

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: TRIAMED SRL

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România

Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro

www.triamed.ro

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara / Timiș / România

Tel: 00 40 765 240037

triamed@gmail.ro

