

# TRIASPORT


## HIPSPORT

Orteză de șold

Ref. SRT 353

### INDICAȚII

Se utilizează pentru protejarea articulației șoldului, în caz de leziuni minore ale musculaturii, în timpul activităților sportive susținute, traumatisme minore.



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

### DESCRIERE


Orteză cu design anatomic, realizată din material textil, prevăzută cu:

- o componentă reglabilă pentru șold (talie)
- o componentă reglabilă pentru coapsă.


Închiderea se face anterior la nivelul șoldului și la nivelul coapsei, cu 2 benzi prevăzute cu scai. Componenta pentru talie se poziționează cu ajutorul a 2 benzi cu scai peste componenta de coapsă, în funcție de circumferința șoldului. Lățime: 39 cm.

### COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER  
DE AER



TRANSFER  
DE APĂ

### CULORI DISPONIBILE

Negru



### MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală  
Pentru circumferința șoldului între 75 - 125 cm.



MĂRIME

