

TRIASPORT


ARMFIX EASY

Suport susținere membrul superior

Ref. SRT 239

INDICAȚII

Se utilizează pentru susținerea brațului și antebrățului.



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

DESCRIERE

Orteză cu design anatomic, realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul și antebrățul, prevăzută cu:

- o bandă de susținere reglabilă
- o bandă de susținere fixă pentru susținerea încheieturii mâinii.

Închiderea se face cu scai.

Orteza este un suport eficient pentru braț și antebrăț.

COMPOZIȚIE

Materialul textil rigid compus din poliamidă are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.



CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală

Pentru înălțimea corpului cuprinsă între 150-190 cm.



MĂRIME

