

TRIASOFT

Corset toraco abdominal

Ref. SRT 129

Indicații

Se utilizează în diverse afecțiuni la nivel abdominal, postoperator sau postpartum.

Descriere

Este realizat din material textil elastic și material textil rigid.


Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: 24 cm.

Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului. Este un corset tradițional semirigid care, datorită componentei posterioare elastice, permite o respirație toracoabdominală normală. Este moale și confortabil, putând fi utilizat și postoperator.

Compoziție


Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.




transfer de aer

Material textil cașerat cu 3 straturi.

Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



transfer de aer



transfer de apă




• Culori disponibile:
negru, bej

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Referință	SRT129M1	SRT129M2	SRT129M3	SRT129M4	SRT129M5	SRT129M6

Se măsoară circumferința taliei



Detalii produs



- corset tradițional semirigid care asigură o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită



- material textil elastic
- material textil rigid