

TRIAFIX GENU JUNIOR

Orteză de genunchi fixă

Ref. SRT 332

Indicații

Se utilizează pentru imobilizarea și stabilizarea genunchiului în caz de entorse, luxații de rotulă, fractură de rotulă fără deplasare, procese inflamatorii.

Descriere

Orteza este realizată din material textil și este compusă din 3 piese, ce permit reglarea în lățime.


Este prevăzută cu:

- 4 atele metalice (2 lateral, 2 posterior), ce se pot modela
- 4 benzi de fixare (2 pe coapsă, 2 pe gambă).


Închiderea se face anterior cu scai.

Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



transfer de aer



transfer de apă



disponibil și în varianta pentru adulți



Product details



- poziționarea posterioară a ortezei
- închiderea se face anterior cu scai



- Culoare disponibilă: negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3
Circumferința genunchiului (cm)	22-32	24-34	28-40
Lungimea ortezei (cm)	30	35	40
Referință	SRT332M1	SRT332M2	SRT332M3