

TRIASPORT


MANU DYNAMIC

Orteză de încheietura mâinii mobilă

Ref. SRT 206

INDICAȚII

Se utilizează în tenosinovite, entorse radiocarpiane la nivelul metacarpianului I, activități sportive solicitante.



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

DESCRIERE


Orteză cu design anatomic realizată din material textil. Închiderea se face cu scai.

Lățime: 9,5 cm.


Orteza este un suport pentru articulația radiocarpiană și poate fi folosită atât ca tratament ortopedic în afecțiuni minore, cât și pentru recuperare în perioada postmobilizare.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală

Pentru circumferința încheieturii mâinii între 15 - 25 cm.



MĂRIME

